



## **FlexPen** 2.0

Ergonomisch und flexibel!

## Faserhalter **FlexPen** 2.0 Ergonomisch und flexibel!

**Der Faserhalter FlexPen 2.0 von KLS Martin vereint Ergonomie, einfache Handhabung und flexiblen Einsatz in einem Instrument.**

Der FlexPen 2.0 ist ein modulares System für die Führung und Fixierung einer Laserfaser oder eines Hohlleiters, das aus Handgriff, Tuohy-Borst-Adapter sowie verschiedenen Ansätzen mit Biegedorn besteht.

### **Maximale Ergonomie**

Durch die griffgünstige Gestaltung und die Riffelung liegt das Instrument optimal und äußerst ergonomisch in der Hand und ermöglicht bequemes Arbeiten.



### **Vielseitige Funktionen**

Der Luer-Lock-Ansatz erlaubt den Anschluss von Spül- oder Absaugschläuchen.



### **Einfache Handhabung und Aufbereitung**

Der Tuohy-Borst-Adapter fixiert die Faser sicher und fest und wird nach der Verwendung entsorgt – keine kleinen und schwer zugänglichen Teile mehr, die bei der Demontage oder der Aufbereitung verloren gehen können.



### Flexible Einsatzmöglichkeiten:

Nicht nur die verschiedenen Ansätze ermöglichen den Einsatz des Instruments in diversen Disziplinen und Indikationen, auch alle erhältlichen KLS-Martin-Faserdurchmesser können problemlos eingeführt und fixiert werden.

	79-311-00-04 Faserhalter-Handgriff FlexPen 2.0
	79-311-03-04 Tuohy-Borst-Adapter (VE=25 Stück, steril, single use)
	79-311-02-04 Ansatzspitze 7 cm mit Absaugung (2-teilig: Absaugrohr und innenliegendes Faserführungsrohr)
	79-311-10-04 Ansatzspitze 10 cm (inkl. Biegedorn)
	79-311-30-04 Ansatzspitze 30 cm (inkl. Biegedorn)

## KLS Martin Group

### KLS Martin Australia Pty Ltd.

Sydney · Australien  
Tel. +61 2 9439 5316  
australia@klsmartin.com

### KLS Martin do Brasil Ltda.

São Paulo · Brasilien  
Tel. +55 11 3554 2299  
brazil@klsmartin.com

### KLS Martin Medical (Shanghai) International Trading Co., Ltd.

Shanghai · China  
Tel. +86 21 5820 6251  
info@klsmartin.com

### KLS Martin India Pvt Ltd.

Chennai · Indien  
Tel. +91 44 66 442 300  
india@klsmartin.com

### KLS Martin Italia S.r.l.

Mailand · Italien  
Tel. +39 039 605 67 31  
info@klsmartin.com

### KLS Martin Japan K.K.

Tokio · Japan  
Tel. +81 3 3814 1431  
info@klsmartin.com

### KLS Martin SE Asia Sdn. Bhd.

Penang · Malaysia  
Tel. +604 261 7060  
malaysia@klsmartin.com

### KLS Martin de México, S.A. de C.V.

Mexiko-Stadt · Mexiko  
Tel. +52 55 7572 0944  
mexico@klsmartin.com

### KLS Martin Nederland B.V.

Huizen · Niederlande  
Tel. +31 35 523 45 38  
info@klsmartin.com

### KLS Martin SE & Co. KG

Moskau · Russland  
Tel. +7 499 792 76 19  
russia@klsmartin.com

### KLS Martin Taiwan Ltd.

Taipei · Taiwan  
Tel. +886 2 2325 3169  
taiwan@klsmartin.com

### KLS Martin LP

Jacksonville · Florida, USA  
Tel. +1 904 641 77 46  
usa@klsmartin.com

### KLS Martin SE & Co. KG

Dubai · Vereinigte Arabische Emirate  
Tel. +971 4 454 16 55  
middleeast@klsmartin.com

### KLS Martin UK Ltd.

Reading · Vereinigtes Königreich  
Tel. +44 118 467 1500  
info.uk@klsmartin.com

### KLS Martin SE Asia Sdn. Bhd.

Hanoi · Vietnam  
Tel. +49 7461 706-0  
info@klsmartin.com

Wissen Sie, wie Sie alle wichtigen Informationen über die KLS Martin „Energy Devices“ erhalten?

Bitte laden Sie KLS Martin App Energy Devices herunter! Die App ist für Android und iOS verfügbar.



<https://itunes.apple.com/de/app/cls-martin-energy-devices/id1198171415?l=de&ls=1&mt=8>



<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.klsmartin.energydevices>

### KLS Martin SE & Co. KG

#### Ein Unternehmen der KLS Martin Group

KLS Martin Platz 1 · 78532 Tuttlingen · Deutschland  
Postfach 60 · 78501 Tuttlingen · Deutschland  
Tel. +49 7461 706-0 · Fax +49 7461 706-193  
info@klsmartin.com · www.klsmartin.com