




## **Twin Pad II**

Die neue wiederverwendbare Neutralelektrode  
Die beste Kombination zwischen Wirtschaftlichkeit und Sicherheit!

## Twin Pad II –

Die neue wiederverwendbare Neutralelektrode  
Die beste Kombination zwischen Wirtschaftlichkeit und Sicherheit!



### **Wiederverwendbarkeit und Sicherheit treffen Wirtschaftlichkeit!**

Die Twin Pad II kombiniert Sicherheitsvorteile einer geteilten Neutral-elektrode mit den wirtschaftlichen Vorteilen der Wiederverwendbarkeit.

### **Kostenreduzierungs-Potenzial**


Durch die Möglichkeit der Wiederverwendung und einer hohen Anzahl an Aufbereitungszyklen der Twin Pad II gibt es ein großes Potenzial, Kosten im Krankenhaus einzusparen.

### **Kompatible KLS-Martin-Geräte:**

In Kombination mit allen KLS-Martin-Generatoren, z.B. maXium® oder maXium® smart C, ist es möglich, das Patientenkontrollsystem (PCS – Patient Control System) zu verwenden.

### **NE-Indikator für den höchsten Sicherheitsstandard**

Mit dem PCS-System (Patient Control System - Überwachungssystem für geteilte Elektroden) und dem NE-Indikator wird Ihnen nicht nur der Zustand über die angelegte Neutralelektrode angezeigt, sondern auch die Anlagequalität – permanent während der ganzen Anwendung.



Das PCS garantiert einen hohen Sicherheitsstandard während allen möglichen Einsätzen in der HF-Chirurgie.



maxium® smart Cart



e-Version

i-Version

m-Version

## Kompatibilität mit allen KLS-Martin Generatoren!

### Großgeräte:



#### maxium®

80-042-00-04 m-Version  
80-042-02-04 i-Version  
80-042-04-04 e-Version



#### maxium® smart C

80-043-00-04 m-Version  
80-043-01-04 i-Version  
80-043-02-04 e-Version



#### ME MB 3

80-040-11-04 m-Version  
80-040-12-04 i-Version

### Kleingeräte:



#### ME 102

80-010-02-04



#### miniCutter

80-008-03-04

### Artikelübersicht:

Art.-Nr.	Beschreibung
80-342-07-04	Twin Pad II
80-294-40-04	Anschlusskabel KLS-Martin-Geräte
80-294-43-04	Anschlusskabel Erbe-Geräte
80-294-44-04	Anschlusskabel international

## KLS Martin Group

### **KLS Martin Australia Pty Ltd.**

Sydney · Australien  
Tel. +61 2 9439 5316  
australia@klsmartin.com

### **KLS Martin do Brasil Ltda.**

São Paulo · Brasilien  
Tel +55 11 3554 2299  
brazil@klsmartin.com

### **KLS Martin Medical (Shanghai) International Trading Co., Ltd.**

Shanghai · China  
Tel. +86 21 5820 6251  
info@klsmartin.com

### **KLS Martin India Pvt Ltd.**

Chennai · Indien  
Tel. +91 44 66 442 300  
india@klsmartin.com

### **KLS Martin Italia S.r.l.**

Mailand · Italien  
Tel. +39 039 605 67 31  
info@klsmartin.com

### **KLS Martin Japan K.K.**

Tokio · Japan  
Tel. +81 3 3814 1431  
info@klsmartin.com

### **KLS Martin SE Asia Sdn. Bhd.**

Penang · Malaysia  
Tel. +604 261 7060  
malaysia@klsmartin.com

### **KLS Martin de México, S.A. de C.V.**

Mexiko-Stadt · Mexiko  
Tel. +52 55 7572 0944  
mexico@klsmartin.com

### **KLS Martin Nederland B.V.**

Huizen · Niederlande  
Tel. +31 35 523 45 38  
infonl@klsmartin.com

### **KLS Martin SE & Co. KG**

Moskau · Russland  
Tel. +7 499 792 76 19  
russia@klsmartin.com

### **KLS Martin Taiwan Ltd.**

Taipei · Taiwan  
Tel. +886 2 2325 3169  
taiwan@klsmartin.com

### **KLS Martin LP**

Jacksonville · Florida, USA  
Tel. +1 904 641 77 46  
usa@klsmartin.com

### **KLS Martin SE & Co. KG**

Dubai · Vereinigte Arabische Emirate  
Tel. +971 4 454 16 55  
middleeast@klsmartin.com

### **KLS Martin UK Ltd.**

Reading · Vereinigtes Königreich  
Tel. +44 118 467 1500  
info.uk@klsmartin.com

### **KLS Martin SE Asia Sdn. Bhd.**

Hanoi · Vietnam  
Tel. +49 7461 706-0  
vietnam@klsmartin.com

### **KLS Martin SE & Co. KG**

#### **Ein Unternehmen der KLS Martin Group**

KLS Martin Platz 1 · 78532 Tuttlingen · Deutschland  
Postfach 60 · 78501 Tuttlingen · Deutschland  
Tel. +49 7461 706-0 · Fax +49 7461 706-193  
info@klsmartin.com · www.klsmartin.com