



smartOne®


Monopolare Mikro-Dissektionsnadeln

Die sichere und einfache Lösung
für die Kiefer- und Gesichts-, plastische
und Dental-Chirurgie

smartOne®-Elektroden – Mikro-Dissektionsnadeln



Die sichere und einfache Lösung
für die Kiefer- und Gesichts-, plastische
und Dental-Chirurgie



Präzision vom Feinsten!

Die smartOne®-Mikro-Dissektionsnadeln sind speziell für sehr feine Einschnitte und Präparationen. Durch die feine Spitze der Elektroden ist es möglich, präzise das Gewebe für den Einsatz des Implantats zu präparieren.



nonStick-Wolfram-Material

Alle smartOne®-Mikro-Dissektionsnadeln bestehen aus Wolfram. Dieses Material reduziert das Anhaften des Gewebes und somit werden unerwünschte Blutungen reduziert.



Volle Power mit niedrigen Einstellungen

Durch die feine Spitze und die spezielle Beschichtung ist es möglich, mit geringen Einstellungen am Elektrochirurgie-Gerät zu arbeiten.

Die perfekte Lösung für eine schonende Präparation des Gewebes des Patienten.

IPS Implants®

One Patient. One Solution.



Aktivelektroden

STERILE EO

max. 3000 Vp Ø 2,4 mm

NSTC

NSTC = nonStick tungsten

10 VE = Verkaufseinheit

Mikro-Dissektionsnadeln



80-700-40-04 10
Wolfram-Mikro-Dissektionsnadel



80-700-42-04 10
Wolfram-Mikro-Dissektionsnadel, 45°



80-700-41-04 10
Wolfram-Mikro-Dissektionsnadel



80-700-43-04 10
Wolfram-Mikro-Dissektionsnadel, 45°

Artikelübersicht

Artikelnummer	Bezeichnung	SU
80-700-40-04	Wolfram-Mikro-Dissektionsnadel, 20 mm	10
80-700-41-04	Wolfram-Mikro-Dissektionsnadel, 30 mm	10
80-700-42-04	Wolfram-Mikro-Dissektionsnadel, 45°, 5 mm	10
80-700-43-04	Wolfram-Mikro-Dissektionsnadel, 45°, 10 mm	10

KLS Martin Group

KLS Martin Australia Pty Ltd.

Sydney · Australien
Tel. +61 2 9439 5316
australia@klsmartin.com

KLS Martin do Brasil Ltda.

São Paulo · Brasilien
Tel +55 11 3554 2299
brazil@klsmartin.com

KLS Martin Medical (Shanghai) International Trading Co., Ltd.

Shanghai · China
Tel. +86 21 5820 6251
info@klsmartin.com

KLS Martin India Pvt Ltd.

Chennai · Indien
Tel. +91 44 66 442 300
india@klsmartin.com

KLS Martin Italia S.r.l.

Mailand · Italien
Tel. +39 039 605 67 31
info@klsmartin.com

KLS Martin Japan K.K.

Tokio · Japan
Tel. +81 3 3814 1431
info@klsmartin.com

KLS Martin SE Asia Sdn. Bhd.

Penang · Malaysia
Tel. +604 261 7060
malaysia@klsmartin.com

KLS Martin de México, S.A. de C.V.

Mexiko-Stadt · Mexiko
Tel. +52 55 7572 0944
mexico@klsmartin.com

KLS Martin Nederland B.V.

Huizen · Niederlande
Tel. +31 35 523 45 38
infonl@klsmartin.com

KLS Martin SE & Co. KG

Moskau · Russland
Tel. +7 499 792 76 19
russia@klsmartin.com

KLS Martin Taiwan Ltd.

Taipei · Taiwan
Tel. +886 2 2325 3169
taiwan@klsmartin.com

KLS Martin LP

Jacksonville · Florida, USA
Tel. +1 904 641 77 46
usa@klsmartin.com

KLS Martin SE & Co. KG

Dubai · Vereinigte Arabische Emirate
Tel. +971 4 454 16 55
middleeast@klsmartin.com

KLS Martin UK Ltd.

Reading · Vereinigtes Königreich
Tel. +44 118 467 1500
info.uk@klsmartin.com

KLS Martin SE Asia Sdn. Bhd.

Hanoi · Vietnam
Tel. +49 7461 706-0
info@klsmartin.com

KLS Martin SE & Co. KG

Ein Unternehmen der KLS Martin Group

KLS Martin Platz 1 · 78532 Tuttlingen · Deutschland
Postfach 60 · 78501 Tuttlingen · Deutschland
Tel. +49 7461 706-0 · Fax +49 7461 706-193
info@klsmartin.com · www.klsmartin.com