



BSSO-Gleitplatte



Modell Köln

- *Zur Unterstützung der exakten Vor- oder Rückverlagerung des Unterkiefers nach bilateraler sagittaler Spaltosteotomie (BSSO)*
- *Optimiertes Design für gute Flexibilität bei gleichzeitig hoher Stabilität*
- *Graduierung zur Kontrolle der Kieferverlagerung*
- *Stabile Osteosynthese nach Verlagerung*
- *Abnehmbarer Gleiter gegen Verlieren gesichert*
- *In drei Längen verfügbar*

*Entwickelt in Zusammenarbeit mit PD Dr. Dr. Mischkowski,
Städt. Klinikum D-Ludwigshafen a. Rhein*

BSSO-Gleitplatte Modell Köln

	Bestellnummer (REF)	Gesamtlänge	Maximaler Verschiebeweg des Gleiters
$\frac{1}{1}$ 	25-401-30-09	30 mm	11 mm
$\frac{1}{1}$ 	25-401-35-09	35 mm	16 mm
$\frac{1}{1}$ 	25-401-40-09	40 mm	21 mm



Level-One-Katalog
Print-Version
90-896-49-07



Level-One-Katalog
CD-Version
90-896-39-07

Gebrüder Martin GmbH & Co. KG
 Ein Unternehmen der KLS Martin Group
 Ludwigstaler Str. 132 · 78532 Tuttlingen · Germany
 Postfach 60 · 78501 Tuttlingen · Germany
 Tel. +49 7461 706-0 · Fax +49 7461 706-193
 info@klsmartin.com · www.klsmartin.com

