

DaVinci® Optik Einschub-Beladungskorb
zur Verwendung im STERRAD™ 100NX mit und ohne AllClear™



Die DaVinci® Optik-Beladungskörbe ermöglichen eine sichere Platzierung verpackter Xi-Optik-Trays und verhindern, dass während des Sterilisationsprozesses die UV-Lichtstrecke blockiert und dadurch ein Abbruch des Prozesses verursacht wird.

Bei Nutzung der Beladungskörbe einfach die vorhandenen Standard-Ablagen herausnehmen und stattdessen die Körbe auf den Gleitschienen platzieren. *

Zusätzlich bilden die Körbe einen Schutz vor Beschädigungen für das empfindliche Sterilbarriere-System. Sie können sowohl für den Transport, als auch zur Lagerung der sterilisierten Xi-Optiken genutzt werden.

*Bezüglich der anwendbaren Zyklen ist die Aufbereitungsempfehlung des Herstellers zu beachten!

Zertifiziert nach DIN EN ISO 13485: 2016



Abmessungen Beladungskorb

425 x 680 x 140 mm



Kögel GmbH

Hagenfeldstraße 4 · D-75038 Oberderdingen

Tel. +49 7045 982-0 · Fax +49 7045 982-22

www.mk-koegel.de · info@mk-koegel.de

Vertrieb durch **medkoh**
MEDIZINTECHNIK